

SUPORTUL VITAL PEDIATRIC

MESAJE CHEIE

Recunoașterea timpurie este crucială

Utilizați instrumente de examinare rapidă, cum ar fi instrumentul BBB din triunghiul de evaluare pediatrică, pentru a recunoaște bolile grave

Utilizați abordarea în trei pași pentru a salva un copil:

Verificare - Solicitare - RCP

Solicitați ajutor imediat ce identificați un copil inconștient

Sisteme

Sistemele ar trebui să urmărească conectarea tuturor verigilor lanțului de supraviețuire și să stabilească protocoale clare pentru afecțiunile care pun viața în pericol la copii

Îngrijirea după externare

Utilizați îngrijiri structurate după externare, ținând cont de nevoile pacientului și ale familiei, ca standard de îngrijire a pacientului

Prognosticul

Nicio modalitate nu poate fi utilizată în mod izolat pentru prognosticarea cu acuratețe ridicată

Abordare centrată pe familie

Implicarea părinților/apartinătorilor în toate etapele îngrijirii. Comunicați cu sinceritate și empatie, luând în considerare nevoile familiei

Îngrijirea post-resuscitare

Inițiați îngrijirea post-resuscitare imediat după ROSC
Implementați obiective individualizate și opțiuni de îngrijire

ABCDE


Utilizați o abordare structurată ABCDE pentru a trata orice copil care pare grav bolnav sau rănit

Suport vital pediatric avansat

Urmați algoritmul EPALS atunci când luați în considerare și tratați cauzele reversibile relevante ale stopului cardiac și modificați abordarea în circumstanțe speciale

Abordarea în echipă

Activați din timp resurse suplimentare și stabiliți o echipă cu roluri clar definite



SUPORTUL VITAL
PEDIATRIC